

# Sendoline S1 – slip for en ekstern endomotor

Du klikker blot vinkelstykket på din units motorkobling.

Med det reciprokerende bevægelsesmønster udrenses kanalerne sikkert og effektivt med bare en enkelt Sendoline S1 fil. Du kan koble vinkelstykket til en apexfinder og følge rodmålet under behandlingen.

## Sendoline med ekstra stor startpakke


Sendoline S1 endovinkelstykke inkl. 2 behandlingssæt (6 file i alt)

### Ekstra startpakke indeholder:

6 stk. S1 file 23 mm 25.06, 6 stk. S1 file 23 mm 15.06, 1 pk Gutta Percha 26.06 og 1 pk Paper Points 26.06.

Normalpris 16.307,-

**Tilbud 13.045,-\***



Dit gamle endosystem er penge værd!

\*Få yderligere **4.000,- i rabat** på tilbudsprisen når du afleverer dit gamle system



Bestil din startpakke på telefon 43 66 44 24 eller på [udstyr@plandent.dk](mailto:udstyr@plandent.dk)